



MICRO CENTRIFUGE

JSCF-M8

MICRO CENTRIFUGE

MAX 6,200 rpm
RCF 1,800 X g

JSCF-M8 마이크로 원심분리기는
최대 6,200 rpm / RCF 1,800 x g 로
신속하고 빠른 스핀-다운 용도에 적합하게
설계 되었으며 별도의 공구없이 손으로
손쉽게 로터를 교환할 수 있으며
0.2 ml 과 0.5 ml 튜브용
어댑터를 제공합니다



PCR 로터
PCR Strip 4줄 사용

1.5ml 튜브용 로터
0.2ml, 0.5ml 어댑터 제공

Features

제품성능 및 로터용량

최대 6,200 rpm / RCF 1,800 x g
고정앵글로터 1.5 ml or 2.0 ml x 8 holes
PCR 튜브로터 0.2 ml x 32 tubes, or 4 PCR Strips

사용편의성

공구 없이 손으로 간편하게 로터 교체
튜브어댑터로 다양한 용량의 튜브사용
스프링을 사용하여 뚜껑을 손쉽게 열 수 있음

제품의 구성

작동소음이 거의 없는 DC 모터
충격에 강한 반투명 폴리카보네이트 뚜껑
ABS 플라스틱 재질 저중심 설계 본체
미끄럼방지 고무바닥

안전장치

뚜껑이 열린상태에서 작동할수 없는
2단계 안전스위치

Accessories

| | |
|---------|---|
| PHC-R08 | Fixed Angle Rotor, 8 x 1.5 / 2.0ml tubes |
| PHC-R32 | PCR Strip Rotor, 32 x 0.2ml tubes or 4 Lines x PCR Strips |
| PHC-A02 | Tube Adapter, 8 x 0.2ml |
| PHC-A05 | Tube Adapter, 8 x 0.5ml |

Specifications

JSCF-M8

MICRO CENTRIFUGE

MAX 6,200 rpm
RCF 1,800 X g

모 델

JSCF-M8

원심분리성능

Max. RPM

Max. 6,200 rpm

Max. RCF

1,800 x g

튜브용량

8 x 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 ml tubes | 4 x 0.2 ml PCR Strips

속도제어

고정속도

로터의 구성

Angle Rotor

8 Holes Fixed Angle Rotor for 0.5 / 1.5 / 2.0 ml micro-tubes

PCR Strip Rotor

32 Holes for 0.2 ml PCR tubes or 4 PCR Strips

Tube Adaptors

8 x 0.2ml and 8 x 0.5 ml tube adaptors

모 터

타입

DC Motor

파워

8 Watts

회전방향

시계방향

안전장치

뚜껑이 열린상태에서 모터 작동 불가

재 질

뚜껑

폴리카보네이트

본체 / 로터

ABS 플라스틱

전 원

공급전원

230 +/- 10% VAC | 50/60 Hz | 단상

소비전력

8 Watt

플러그

220V 표준플러그

사용환경

온도 습도

5 °C - 40 °C, 80% RH Max.

Ordering Information

주문번호

JSCF-M8

품 명

Micro Centrifuge 6,200 rpm 230 VAC 1 ph 50/60 Hz

including

PHC-R08 Fixed Angle Rotor, 8 x 1.5 / 2.0ml tubes

PHC-R32 Fixed Angle Rotor, 32 x 0.2ml tubes or 4 Lines x PCR Strips

PHC-A02 Tube Adapter, 8 x 0.2ml

PHC-A05 Tube Adapter, 8 x 0.5ml

악세사리

PHC-R08

PHC-R08 Fixed Angle Rotor, 8 x 1.5 / 2.0ml tubes

PHC-R32

PHC-R32 Fixed Angle Rotor, 32 x 0.2ml tubes or 4 Lines x PCR Strips

PHC-A02

PHC-A02 Tube Adapter, 8 x 0.2ml

PHC-A05

PHC-A05 Tube Adapter, 8 x 0.5ml

JSR

(주)제이에스리서치
충남 공주시 검상고개길 69
Phone: +82-41-856-3677
Fax: +82-41-856-3679
info@jsresearch.co.kr
www.jsr.kr

Specifications

JSCF-M8

MICRO CENTRIFUGE

MAX 6,200 rpm
RCF 1,800 X g

모 델

JSCF-M8

원심분리성능

Max. RPM
Max. RCF
튜브용량
속도제어

Max. 6,200 rpm
1,800 x g
8 x 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 ml tubes | 4 x 0.2 ml PCR Strips
고정속도

로터의 구성

Angle Rotor
PCR Strip Rotor
Tube Adaptors

8 Holes Fixed Angle Rotor for 0.5 / 1.5 / 2.0 ml micro-tubes
32 Holes for 0.2 ml PCR tubes or 4 PCR Strips
8 x 0.2ml and 8 x 0.5 ml tube adaptors

안전장치

뚜껑이 열린상태에서 모터 작동 불가

재 질

뚜껑
본체 / 로터

폴리카보네이트
ABS 플라스틱

전 원

공급전원
소비전력
플러그

230 +/- 10% VAC | 50/60 Hz | 단상
8 Watt
220V 표준플러그

Ordering Information

주문번호

JSCF-M8

품 명

Micro Centrifuge 6,200 rpm **230 VAC 1 ph 50/60 Hz**
including
PHC-R08 Fixed Angle Rotor, 8 x 1.5 / 2.0ml tubes
PHC-R32 Fixed Angle Rotor, 32 x 0.2ml tubes or 4 Lines x PCR Strips
PHC-A02 Tube Adapter, 8 x 0.2ml
PHC-A05 Tube Adapter, 8 x 0.5ml

약세사리

PHC-R08
PHC-R32
PHC-A02
PHC-A05

PHC-R08 Fixed Angle Rotor, 8 x 1.5 / 2.0ml tubes
PHC-R32 Fixed Angle Rotor, 32 x 0.2ml tubes or 4 Lines x PCR Strips
PHC-A02 Tube Adapter, 8 x 0.2ml
PHC-A05 Tube Adapter, 8 x 0.5ml

DISTRIBUTOR

JSR

(주)제이에스리서치
충남 공주시 검상고개길 69
Phone: +82-41-856-3677
Fax: +82-41-856-3679
info@jsresearch.co.kr
www.jsr.kr